

Микробиологические исследования (бактериологические)

Посев грудного молока

Назначение: при подозрении на бактериальную природу воспаления молочной железы для определения возбудителя и подбора антибактериальной терапии.

Сбор материала.

- Отбор грудного молока проводится строго до кормления ребенка или через два часа после его кормления грудью.
- При отборе молока нужно указать из какой железы последний раз кормили ребенка.
- Перед сцеживанием молока необходимо вымыть руки с мылом, тщательно обработать соски и околососковую область молочных желез отдельными ватными тампонами, смоченными 70% этиловым спиртом (каждая железа обрабатывается отдельным тампоном).
- Молоко из правой и левой молочных желез исследуется отдельно.
- Первые 5 мл сцеженного молока выливается (т.к. эта порция непригодна для исследования)
- Последующие 3-4 мл сцеживаются в отдельные стерильные емкости, не касаясь телом краев контейнера.
- Каждый контейнер необходимо промаркировать, указав фамилию, инициалы, дату рождения и молочную железу («левая» или «правая»).

Хранение. Молоко до отправки в лабораторию должно храниться в холодильнике при температуре +2...+8 оС не более 24 часов с момента забора.